

Ambulanter Tremor-Monitor



- Ermittlung von nieder- & hochfrequentem Tremor und Amplitude
- Graphische Darstellung von Tremorfrequenz & Intensität über die gesamte Messzeit
- Berechnung der mittleren Tremorfrequenz und -dauer
- Frequenzverteilung (Grenzen einstellbar)

SOMNOwatch™ plus Tremor

- ▶ Messdauer bis zu 13 Tage
- ▶ Speicherung der x, y, z-Rohdaten mit 128 Hz
- ▶ Einfachste Handhabung für Arzt & Patient
- ▶ Tremor an mehreren Extremitäten simultan messbar
- ▶ Externer EMG- oder Aktivitätssensor nutzbar

FFT/Tremor-Analyse

